



Medische
technologie



Elektrische veiligheidstester **ESA620**



Hoe fijn zou het zijn als uw patiënt eerder naar huis zou kunnen, of zelfs thuis kan blijven tijdens fototherapie? De BiliCocoon® BAG biedt deze mogelijkheid.



Medische
technologie

De ESA620 is een elektrische veiligheidstester van Fluke Biomedical. De veiligheidstester onderscheid zich in gebruikersgemak en veelzijdigheid.

De ESA620 van het gerenommeerde merk Fluke Biomedical is een zeer uitgebreide elektrische veiligheidstester. Met dit toestel is zelfs een aardweerstandsmeting mogelijk van 25 Ampère.

Alle tests kunnen handmatig worden uitgevoerd. Het toestel is zeer overzichtelijk en de intuïtieve interface van de ESA620 loodst de gebruiker door de diverse tests.

In combinatie met de optionele OneQA testautomatiseringssoftware kan de ESA620 worden geautomatiseerd, waarbij de resultaten worden vastgelegd en vergeleken met de standaardlimieten.

Hierdoor kan de handmatige unit fungeren als een hoogwaardige elektrische veiligheidsuitrusting voor de helft van de prijs. Hij is uitgerust met een USB-interface voor computerbesturing en gegevensoverdracht, waardoor het een veelzijdige en voordelige keuze is voor biomedische technici.

Belangrijke eigenschappen van de ESA620

- Zeer veel normen zoals: IEC60601, IEC61010 en IEC62353
- Lekstroombereik 10 mA
- Aardweerstandsmeting met 200 mA en 25 A AC
- Vijf isolatiemetingen
- Moderne DSP technologie
- USB communicatie
- Automatische protocollen via OneQA testautomatiseringssoftware



AdQuipment
MEDICAL

Chr. Huygensweg 25 • 3225 LD Hellevoetsluis
The Netherlands • T +31 (0)181 301 300
info@adquipment.nl • www.adquipment.nl



Meer weten over de ESA620 elektrische veiligheidstester? Scan de QR code en maak een afspraak met onze ervaringsdeskundige!