



Medische
technologie



Elektrochirurgie tester

QA-ES III



De QA-ES III test alle belangrijke eigenschappen van het elektrochirurgie-toestel, zoals: vermogensmeting, vermogens-distributietest en HFlekstroom.



Medische
technologie

Hét toestel voor het testen van elektrochirurgie-apparatuur is de QA-ES III van Fluke Biomedical.

De QA-ES III test alle belangrijke eigenschappen van het elektrochirurgietoestel, zoals: vermogensmeting, vermogens-distributietest en HF-lekstroom.

De QA-ES III biedt veiligheid en zekerheid rondom uw elektrochirurgie-apparatuur en voldoet aan alle relevante IEC-normen op dit gebied.

Ontwikkelingen zoals vessel sealing (bijvoorbeeld LigaSure) en Contact Quality Monitoring kun je vanaf nu ook testen met de QA-ES III.

Je kunt het elektrochirurgietoestel eenvoudig aansluiten, de benodigde aansluitingen bevinden zich aan de voorzijde van de QA-ES III.

Belangrijke eigenschappen QA-ES III

- Direct klaar voor alle testen, geen losse testkastjes meer
- Draadloze communicatie via Bluetooth
- Meet vermogen, stroom, frequentie en crestfactor
- Zeer nauwkeurige metingen
- Eenvoudige en kleur gecodeerde aansluitingen




AdEquipment
MEDICAL

Chr. Huygensweg 25 • 3225 LD Hellevoetsluis
The Netherlands • T +31 (0)181 301 300
info@adequipment.nl • www.adequipment.nl



Meer weten over de elektrochirurgie tester QA-ES III? Scan de QR code en maak een afspraak met onze ervaringsdeskundige!