



Medische
technologie



Gas flow analyzer

VT650



Wanneer je een instrument zoekt voor het meten van gangbare flows, volumes en drukken: dan is de VT650 de perfecte gegadigde.



Medische
technologie

De VT650 is één van de moderne gas flow analyzers van Fluke Biomedical. Nauwkeurig, eenvoudig en draagbaar. Voor gangbare flows, drukken en volumes.

Met de VT650 ben je in staat om op één kanaal een beademingsapparaat te controleren met zeer hoge nauwkeurigheid. Het toestel meet automatisch het zuurstofpercentage, temperatuur en relatieve vochtigheid en compenseert hier ook voor.

Mobiel

Je kunt de VT650 gemakkelijk meenemen voor het testen van apparatuur in een klinische omgeving. Door de interne Lithium-ion batterij kun je langdurige metingen uitvoeren.

Bediening

Verder is de VT650 erg eenvoudig te gebruiken. De bediening met het touchscreen werkt intuïtief. Op het scherm worden zowel numerieke als grafische waarden getoond. Ook kun je testprofielen aanmaken zodat de meetwaarden die voor jou van belang zijn naar voren komen en opgeslagen kunnen worden.

Drukmeting

Naast de poort voor flowmeting beschikt de VT650 over poorten voor hoge en differentiële druk waarmee je separate drukmetingen kunt uitvoeren.

OneQA

De VT650 kan gebruikt worden in combinatie met OneQA testautomatiseringssoftware.

De voordelen van de VT650

- Nauwkeurige metingen
- Mobiel in te zetten
- Lithium-ion batterijduur: 8 uur
- Intern geheugen om metingen op te slaan
- Automatiseer je tests met OneQA



**AdEquipment**
MEDICAL

Chr. Huygensweg 25 • 3225 LD Hellevoetsluis
The Netherlands • T +31 (0)181 301 300
info@adequipment.nl • www.adequipment.nl



Meer weten over de VT650 Gas Flow Analyzer of wil je een demonstratie? Scan de QR code en maak een afspraak met onze accountmanager.