



Neonatologie
& Pediatrie



Bescherm de ogen van de pasgeborene tijdens fotertherapie.

Blinky



Oogbescherming tijdens fotertherapie is soms een beetje passen en meten. Daarmee is Blinky er in vier maten.



Neonatologie
& Pediatrie

Oogbescherming tijdens fototherapie moet goed op zijn plek blijven. De Blinky oogbeschermers van Human Protection zijn er daarom in vier varianten.

Om beschadiging aan de ogen te voorkomen tijdens fototherapie is bescherming benodigd. Human Protection is een fabrikant van diverse middelen ter bescherming van de patiënt en produceert onder andere de Blinky oogbeschermers.

Varianten

De meest gebruikte versie is de Blinky Premium, deze zie je in de afbeelding op de voorpagina. Deze Y-gevormde oogbeschermers heeft een goede pasvorm, beschermt de ogen zeer goed en is buiten het gebied van de ogen lichtdoorlatend. Zo ontvangt de patiënt optimale fototherapie en worden tegelijkertijd de ogen goed beschermd.

Materiaal

De Blinky oogbeschermers zijn gemaakt van zacht materiaal. Op ooghoogte is een middenlaag van polyurethaan spons geplaatst waar koolstof in is verwerkt. Dit blokkeert het licht effectief.

De eigenschappen van Blinky

- Zacht materiaal
- Voor 99,92% lichtblokkerend ter hoogte van ogen
- Blinky Premium: 77% lichtdoorlatend rondom



AdQuipment
MEDICAL

Chr. Huygensweg 25 • 3225 LD Hellevoetsluis
The Netherlands • T +31 (0)181 301 300
info@adquipment.nl • www.adquipment.nl



Meer weten over het thuis
toepassen van fototherapie
met de BiliCocoon®? Scan de
QR code en maak een afspraak
met onze ervaringsdeskundige!