



Neonatologie
& Pediatrie

**NO-therapie voor de kleinste
patiënten direct uit omgevingslucht**

LungFit®PH



On-demand NO-therapie
zonder cilinders. Veilig,
nauwkeurig en direct
beschikbaar aan het bed
van de pasgeborene.



Neonatologie
& Pediatrie

Inhaled nitric oxide (iNO) therapie die eenvoudig, duurzaam en altijd beschikbaar is. LungFit®PH maakt dat mogelijk. Dit innovatieve systeem is het eerste en enige CE-goedgekeurde apparaat dat NO uit omgevingslucht genereert. Geen zware cilinders, geen ingewikkelde logistiek, alleen lucht.

Binnen één minuut start je de therapie, dankzij de gepatenteerde Plasma Pulse Technology™. Je hebt onbeperkte NO-aanvoer op locatie, in een compact en energiezuinig systeem dat niet meer stroom verbruikt dan een 60W-lamp. En met het NO₂-smartfilter zorg je voor maximale veiligheid voor jouw patiënten én je team.

Met LungFit®PH bespaar je kosten, verminder je afval en elimineer je het gedoe van cilinderbeheer. Eén doos filters biedt maar liefst 960 uur therapie. Dit staat gelijk aan 15 cilinders. Zo helpt het jou ook om duurzaam te werken. Je hebt ook geen chemisch afval meer, de filters behoren bij het normale plastic afval.

Ook heeft de LungFit®PH een back-up mogelijkheid bij uitval waardoor je patiënt nooit in gevaar is.

De LungFit®PH wordt met standaard met trolley geleverd. De disposables zijn specifiek voor de LungFit®PH ontwikkeld. De cartridge gaat 12 uur mee. Deze is niet patiëntafhankelijk.

Belangrijk eigenschappen LungFit®PH

- Geschikt voor prematuren tot kinderen van 20kg
- Produceert zelf NO, geen gasfles meer nodig
- Overzichtelijk scherm voor intuïtief gebruik
- Beter voor het milieu, geen opslag meer voor gas
- Plasma Pulse technology™



 **AdQuipment**
MEDICAL

Chr. Huygensweg 25 • 3225 LD Hellevoetsluis
The Netherlands • T +31 (0)181 301 300
info@adquipment.nl • www.adquipment.nl



Meer weten over de LungFit®PH?
Scan de QR code en maak een
afspraak met onze
ervaringsdeskundige!